

Massima aspirazione

Leggera e facilmente trasportabile

Utilizzabile con una sola mano




Pompa di aspirazione manuale

Per un'aspirazione efficace e immediata dei liquidi e secrezioni dalla cavità orofaringea

/ Pompa di aspirazione manuale

- Alternativa economica per il personale di primo soccorso
- Trasportabile facilmente negli zaini di emergenza
- Sempre pronta all'uso, poiché il funzionamento del dispositivo è indipendente da qualsiasi fonte di alimentazione



40Fr Sondino di aspirazione

- Lume con dimensione importante, con fori laterali per evitare ostruzioni
- Morbido e atraumatico

Valvola unidirezionale

La valvola nel raccordo di aspirazione impedisce il reflusso dei liquidi verso il paziente

Raccordo di aspirazione

Impugnatura per aspirazione
Massima aspirazione (480 mmHg)

Contenitore 250 ml

Coperchio per chiusura

Adattatore per sondino di aspirazione standard

Consente collegamento con sondino di aspirazione standard

28Fr Sondino di aspirazione

- Con fori laterali per evitare ostruzioni
- Morbido e atraumatico

Informazioni per l'ordine

Kit Pompa di aspirazione manuale / Impugnatura per aspirazione, Sondino di aspirazione (28 Fr e 40 Fr), Contenitore 250 ml con coperchio per chiusura, Adattatore per sondino di aspirazione standard, Raccordo di aspirazione

Impugnatura per aspirazione: pluriuso
Accessori: monouso

REF	Scatola
30-55-000	1

Kit di accessori per pompa di aspirazione manuale / Sondino di aspirazione (28 Fr e 40 Fr), Contenitore 250 ml con coperchio per chiusura, Adattatore per sondino di aspirazione standard, Raccordo di aspirazione

Monouso

REF	Scatola
30-56-000	1

Tutti gli accessori in un Kit