

Weiche und atraumatische Spitze

Oxygenierung*

Formbarkeit



S-Guide

Formbare Intubationshilfe zum schwierigen Atemwegsmanagement

/ S-Guide

S-Guide ist eine Intubationshilfe zum schwierigen Atemwegsmanagement und vereinfacht die orotracheale Intubation, vor allem bei Patienten, bei denen die Visualisierung der Glottis nicht ausreichend ist.

Auf Grund seiner **Formbarkeit** eignet er sich für die direkte und indirekte Laryngoskopie und besonders für die Video-laryngoskopie ohne Führungskanal.

Durch die zwei mitgelieferten O₂ Konnektoren ist eine **Oxygenierung*** während des gesamten Intubationsvorgangs möglich. Die Oxygenierung wird auch bei gebogenem S-Guide nicht beeinträchtigt. Der S-Guide hat eine farbige, vorgeformte und atraumatische **weiche Spitze**.

* Oxygenierung ist möglich mit den Größen 11Fr und 15Fr. Oxygenierung ist nicht möglich mit der Größe 8Fr.

Eigenschaften



Weiche und atraumatische Spitze

- Vorgeformt
- Farbige:
 - Zur besseren Visualisierung innerhalb der glottischen Strukturen
 - Zur einfachen Größenerkennung

Oxygenierung*

- Für die Größen 11Fr und 15Fr
- Drei Öffnungen am distalen Ende des S-Guide, um einen angemessenen Sauerstofffluss zu ermöglichen
- Wird mit zwei Arten von O₂ Konnektoren geliefert

Formbarkeit

- Das besondere Design des Materials vereint:
 - Formbarkeit, um den Trachealtubus vorzuformen
 - Steifigkeit, um den Trachealtubus zu manövrieren
- Spezielle schwarze Markierung bei den Größen 11Fr und 15Fr zeigt die ideale Position zur Formung des Trachealtubus an (Hockeyschläger-Markierung)

Bestellinformation

S-Guide / Inklusive zwei O₂ Konnektoren (11Fr und 15Fr), zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	Zentimetermarkierungen	Für Trachealtubus	REF	Box
8Fr	40 cm	5 bis 30 cm	≥ 3.0 mm I.D.	33-92-400-1	5
11Fr	65 cm	5 bis 40 cm	≥ 4.5 mm I.D.	33-91-650-1	5
15Fr	65 cm	5 bis 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33-90-650-1	5

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Intubationshilfen



Kommentierte Bibliografie

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.